



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Deambulatore ascellare pieghevole Dublino

Codice di riferimento: AD-61

Marca: INTERMED

Prezzo: 199.7€

Caratteristiche del deambulatore ascellare pieghevole Dublino

Deambulatore pieghevole ascellare per anziani e persone con problemi di deambulazione.

La struttura di questo ausilio per la deambulazione è in solido acciaio verniciato Ral 5015 ed è indicato per supportare pazienti fino ai 100 kg di peso.

I due supporti ascellari sono imbottiti per garantire al paziente il massimo del comfort, sono facili da igienizzare e pulire e possono essere posizionati a seconda dell'esigenza del paziente a un'altezza da terra tra i 120 e i 145 cm.

La base di appoggio del deambulatore è costituita da 4 tubi che terminano in ruote piroettanti molto stabili. Per dare maggiore stabilità e sicurezza al paziente 2 ruote su 4 hanno un sicuro sistema frenante di stazionamento.

Specifiche tecniche

- Peso: 9,1 kg
- Larghezza esterna: 56 cm
- Profondità: 88 cm
- Materiale: acciaio verniciato RAL 5015
- Diametro tubo struttura: 25 mm
- Altezza sottoascellare: regolabile tra 120 e 145 cm
- Altezza impugnatura: 102 cm
- Colore: prevalentemente blu
- Portata massima: 100 kg

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Deambulatore ascellare 4 ruote smontabile](#)
- [Deambulatore ascellare smontabile con freni](#)
- [Deambulatore in acciaio cromato con quattro ruote di cui due piroettanti e due direzionali con freni -Walker af](#)

