



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Deambulatore pieghevole con appoggio antibrachiale a tavolo

Codice di riferimento: rp756t

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 407.89€

Caratteristiche del deambulatore a tavolo

Il deambulatore con tavolino della MOPEDIA presenta una resistente struttura pieghevole in acciaio cromato. La parte inferiore del girello è dotata di 4 ruote girevoli, 2 delle quali con freno, che garantiscono ai pazienti con una ridotta capacità di deambulazione un'ampia libertà di movimento e grande maneggevolezza. La parte superiore è provvista di un ampio tavolino imbottito con incavo dotato di 2 maniglie per l'appoggio antibrachiale. Il tavolino con sostegno antibrachiale, regolabile in altezza, offre un maggior supporto rispetto ai classici deambulatori, facendo sentire l'utente più sicuro durante gli spostamenti. Le due maniglie sono regolabili in inclinazione e larghezza.

Specifiche tecniche

- Altezza supporti brachiali: 96-157 cm
- Peso max sopportabile: 130 kg
- Ruote: 80 mm

Marca e modello

MOPEDIA rp756t

Contenuto della confezione

1 deambulatore pieghevole con tavolino

 **Acquista subito**
