



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Deambulatore fisso antiscivolo in alluminio

Codice di riferimento: RP729M

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 80.7€

Specifiche tecniche

- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni: 66x52x40 cm
- Altezza: 77/84 cm regolabile
- Colore: grigio

Marca

Mopedia

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Deambulatore pieghevole per anziani 4 puntali](#)
- [Deambulatore pieghevole a due barre](#)
- [Deambulatore pieghevole uno snodo](#)

 **Acquista subito**