



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Deambulatore pieghevole per bambini

Codice di riferimento: RP731

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 79.25€

Caratteristiche deambulatore per bambini

Questo deambulatore è realizzato in alluminio anodizzato, un materiale che fa della leggerezza e la resistenza i suoi punti di forza. Tali caratteristiche lo rendono il metallo ideale per realizzare questo genere di ausili per bambini, perchè garantisce stabilità, grazie anche ai puntali in gomma antiscivolo, e allo è stesso semplice da sollevare. Il deambulatore, oltre ad essere regolabile in altezza, è pieghevole. Ciò è molto importante perchè occupa poco spazio ed è facile da trasportare, sia in macchina che in autobus.

Specifiche tecniche

- Base: 39x35x47cm
- Altezza: regolabile (5 incrementi da 2,5cm), 5362,5cm
- Peso: 1,7kg
- Peso sopportabile: max 80kg

Marca e modello

MOPEDIA RP731

Contenuto della confezione

1 deambulatore pieghevole per bambini (imballo da 2 pezzi)

 **Acquista subito**