



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Defibril. Heart Save 6-Batt. Ric E Monitor / Altre Lingue

**Codice di riferimento:** 33456

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 5978€

### CARATTERISTICHE:

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.

#### Defibrillazione a corrente controllata - CCD

La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di 360J.

#### Flusso efficiente

HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa pre-shock e il periodo senza rianimazione.

#### Modalità pediatrica

È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare.

#### Rapido

Si accende automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi.

#### Status display

Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).

Defibrillatore esterno automatico con 6 anni di vita utile in modalità standby con batteria al litio ricaricabile. Presenta 4 lingue selezionabili.

Ampio schermo LCD per la forma d'onda ECG, la frequenza cardiaca, il conteggio del ritmo defibrillabile e altre informazioni rilevanti.

Per un utilizzo professionale e non professionale. HeartSave 6 presenta sia la modalità automatica che manuale, 6 derivazioni ECG, allarme e sincronizzazione cardiaca.

Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ, DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN IR, TH. Specificare nell'ordine. Disponibile in 40/60 giorni.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Defibrillazione

Modalità semi-automatica

Modalità manuale

Onde: bifasica controllata

Energia: 20-360J

Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J

Modalità Operativa asincrona (con sincronizzazione cardiaca in modalità manuale)

Modalità pediatrica

- ECG

Lead: I, II, III, aVR, aVF, aVL

Campo Impedenza: 23-200 Ohm

Frequenza cardiaca: 30-300 per min

- Rilevamento VF/VT

Rilevamento VF/VT

Tempo analisi: 7-12 sec

Soglia asistolica: <0.2mV

Artefact - individuazione Pacemaker

- Elettrodi

Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m

- Monitor LCD

95x72 mm (4,7"/120mm)

320x240 pixel (0,36x0,36 mm)

Display stato Batterie

Velocità 25 mm/s

Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione

- Backup dati

Memoria removibile

Voce registrata

- Alimentazione

Akupak Lite con batteria ricaricabile 100-240 V, 50/60 Hz - 150 scariche a 200 J

- 5 ore di monitoraggio

- Status display

Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

**MARCA E MODELLO:**

---

GIMA - Codice Prodotto 33456

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

