



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Defibrillatore AED CU-HD1 + PACER

Codice di riferimento: LTD742

Marca: DIMED

Prezzo: 17871.41€

Caratteristiche del defibrillatore AED CU-HD1 + PACER

Il defibrillatore che vi proponiamo è un dispositivo elettronico ospedaliero di alta fascia capace di effettuare la defibrillazione elettrica in modalità AED e manuale. Il dispositivo consente di eseguire la stimolazione elettrica del cuore tramite elettrodi monouso e piastre per defibrillazione esterne ed interne ed è munito di PACER transcutaneo per intervenire tempestivamente in caso di bassa frequenza cardiaca.

LifeGain CU-HD1 è dotato di un monitor SpO2 per tenere sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue del paziente e un monitor ECG a 12 derivazioni per monitorare l'attività elettrica del cuore del paziente.

L'uso del defibrillatore è consentito esclusivamente ad un personale di emergenza qualificato e ai medici professionisti.

Accessori in dotazione

- Piastre defibrillazione adulti/pediatriche
- Cavo ECG 3 Lead
- Adattatore per piastre monouso
- Stampante integrata
- Modulo SpO2
- Modulo Pacer
- Scheda di memoria

Specifiche tecniche

Display

- LCD: 7" 152x91mm
 - Tipo: TFT
 - Risoluzione: 800x480
-

Defibrillatore

- Forma d'onda: Troncata esponenziale bifasica
- Tempo di carica: Adattatore AC: meno di 5 secondi a 200 Joules
- Batterie: meno di 7 secondi a 200 Joules

Modo AED

- Energia massima: 200 Joules
- Scarica: A mezzo piastre monouso multifunzione
- Linee guida AED: AAMI DF-80
- Comandi voce e testo: Utente guidato nella rianimazione

Modo Manuale

- Energia emessa: 1-10J, 15J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 120J, selezionati: 150J, 170J, 200J
- Scarica: A mezzo piastre esterne (anche pediatriche) / Piastre interne Cardioversione sincrona

Stampante

- Stampa continua ECG
- Stampa automatica configurabile (eventi, carica, scarica, allarmi)
- Velocità di stampa 25mm/sec
- Carta: 50mm x 40mm diametro

Autotest automatico

- Test all'accensione
- Autotest durante l'uso
- Self test manuale
- Self test periodico (giornaliero / settimanale / mensile)

Memoria

- Memory Card esterna

Alimentazione

- Batterie esterne: Polimeri di litio
- 14.8V 3.1Ah ricaricabili
- Capacità: Da nuove 100 scariche a 200J
- Alimentatore esterno 18V 6A

Pacing non invasivo

- Forma d'onda: Monofascia troncata esponenziale
- Modo Su richiesta, Fisso

- Precisione ampiezza 0-200mA
 - Ampiezza puls. 20ms
 - Freq. puls. 30-180ppm
 - Periodo Ref. 340msec (da 30 a 80 ppm)
 - 240msec (da 90 a 180 ppm)
-

Modulo SPo2

- Saturazione: 70+100%
- PR 20-250Bpm
- Perfus. 0,2%
- Marca modulo: Nellcor
- Allarmi SPo2

NIBP

- Tipo: Adulti, pediatrico, neonatale
- Metodo: Oscillometrico
- Controllo: Automatico e manuale
- Visualizzazione: Sistolica, diastolica, Mean mmHg

Monitor ECG

- Input: Cavo 3 Lead I, II, III Cavo 5 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o V Cavo 10 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o V1,V2, V3, V4, V5, V6 (12 derivazioni visualizzate contemporaneamente)
- Allarme LEAD FAULT
- Battito Cardiaco da 30 a 300 bpm
- Dimensioni ECG 5, 10, 20mm/mV e gain automatico
- Battito cardiaco/ Allarme aritmia: HR, Asystole, VF, VT

Marca e modello

DIMED codice LTD742

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Defibrillatore AED CU-HD1 LEAD](#)

