



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Defibrillatore aed cu-hd1 + pacer + ecg12ch

Codice di riferimento: LTD744

Marca: DIMED

Prezzo: 19604.1€

CARATTERISTICHE:

il defibrillatore LifeGain CU-HD1 utilizza elettrodi monouso e piastre di defibrillazione esterne e interne. Dispone di due tipi di modalità: Defibrillazione AED o manuale. Il PACER transcutaneo è utile per la momentanea stimolazione del paziente in casi rischiosi come la bassa frequenza cardiaca. Il defibrillatore LifeGain implementa un monitor SpO2 per l'osservazione costante del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue del paziente. Il monitor ECG a 12 derivazioni visualizza l'attività elettrica del cuore del paziente. In dotazione è presente una scheda di memoria per la conservazione dei dati acquisiti e la stampante integrata.

APPLICAZIONI:

Defibrillazione e elettrocardiogramma DIMENSIONE E PESO: 318cm x 208cm x 355h, 5kg con piastre esterne

MARCA E MODELLO:

Dimed LTD744

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Defibrillatore con Pacer e Monitor ECG, cavo ECG 3 Lead, adattatore per piastre monouso e stampante integrata. 