



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DEFIBRILLATORE AED RESCUE SAM - altre lingue

Codice di riferimento: 33559

Marca: GIMA

Prezzo: 1610.4€

CARATTERISTICHE:

Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. Fornito con batteria al litio (200 scariche o 4 ore di funzionamento), set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana. (Altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, NL, CZ, SE, TR, FI, RU)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Modalità: semi-automatico (DAE) • Forma d'onda: BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata • Energia: 200 J fissa • Controllo di carica: automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica) • Tempo di ricarica: < 8 secondi • Tempo tra una scarica e l'altra: < 20 secondi • Acquisizione dati ECG: derivazione II mediante le piastre di defibrillazione. • Banda passante da 1 Hz a 35 Hz • Impedenza: 25 Ω to 200 Ω • Sistema di analisi ECG: - Ritmi defibrillabili: Fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare rapida • Autotest: automatici, inserimento batteria, giornalieri/settimanali/mensili • Batteria: Monouso 12Vdc 4.2 Ah, LiMnO₂ a lunga durata • Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento • Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG e eventi • Dimensioni: 30 x 28 x 90 h cm • Peso: 2.3 kg con batteria

MARCA E MODELLO:

GIMA 33559

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

