



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Defibrillatore Aed Rescue Sam Automatico - Inglese

Codice di riferimento: 33165

Marca: GIMA

Prezzo: 2272.9€

CARATTERISTICHE:

Rescue Sam è un defibrillatore esterno totalmente automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare.

Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Modalità: totalmente automatico
- Forma d'onda: BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata
- Energia: 200 J fissa
- Controllo di carica: automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
- Tempo di ricarica: < 8 secondi generalmente con batteria nuova
- Vettore di erogazione scarica: placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pediatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore
- Istruzioni vocali: I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso
- Autotest: automatici, inserimento batteria giornalieri
- Batteria lunga durata: Monouso 12Vdc 42 Ah, LiMnO2
- Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento
- Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG e eventi
- Dimensioni - Peso: 30 x 28 x 9 h cm - 2.3 kg con batteria

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 33165

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

