



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## DEFIBRILLATORE DEFI-B - 230V

**Codice di riferimento:** 33380

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 2567.5€

### CARATTERISTICHE:

Il defibrillatore Defi-B PRIMEDIC è un apparecchio di classe II alimentato da accumulatori (inclusi). Non può essere alimentato dalla rete. Per poter utilizzare l'apparecchio è necessario che gli accumulatori siano, almeno parzialmente, carichi. Il tempo di carica massimo è di 6 ore, dopodiché gli accumulatori vengono caricati solo con la quantità di corrente necessaria a mantenere lo stato di carica (carica di compensazione). Gli apparecchi ad impostazione manuale sono facilissimi da usare, basta seguire le indicazioni serigrafate sul pannello frontale ed attenersi al manuale d'uso in italiano.

**Misure di sicurezza:** - Scarico automatico di energia non utilizzata - Autocontrollo interno ed individuazione degli errori - Uscita completamente isolata - Surriscaldamento dell'elettroshock solo mediante azionamento simultaneo dei tasti degli elettrodi - Segnalazione di uno stato di funzionamento che costituisce pericolo. - In situazione di emergenza la logica e la preparazione dell'operatore possono salvare la vita - Adatto ad adulti e ragazzi (riferimento alle norme ERC 2005 sull'uso dei joule in base ai kg) - Compatto e maneggevole: DEFI-B PRIMEDIC è facilmente trasportabile e pronto all'uso ovunque

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Modo: asincrono, defibrillatore esterno • Step: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule • Capacità: 45 scariche da 360 Joule (10 di riserva dopo allarme batterie scariche) • Tempo di ricarica: - 2 sec sino a 100 Joule - 4.5 sec sino a 360 Joule • Elettrodi per bambino integrati • Accumulatore: 14.4V/1.4Ah • Ricarica: 3.5 ore (100%) • Sicurezze: scarica interna energia dopo 15 sec • Auto-test interno e individuazione errori • Classificazione: Classe II, tipo BF • Alimentazione: 200/240V 50/60Hz • Dimensioni: 40 x 48 x 12 cm • Peso: 8.5 Kg • Produzione tedesca

### MARCA E MODELLO:

GIMA 33380

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

---

1 pz.

