



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Defibrillatore Heart-Save Aed Gb/Es/Pt/Gr

**Codice di riferimento:** 33391

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 3367.2€

### CARATTERISTICHE:

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.

#### Defibrillazione a corrente controllata - CCD

La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di 360J.

#### Flusso efficiente

HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa pre-shock e il periodo senza rianimazione.

#### Modalità pediatrica

È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare.

#### Rapido

Si accende automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi.

#### Status display

Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).

Defibrillatore esterno automatico con 6 anni di vita utile in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile. HeartSave AED presenta 4 lingue selezionabili.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

---

- Defibrillazione

Modalità semi-automatica

Onde: bifasica controllata

Energia: 50-360J

Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J

Modalità Operativa asincrona

Modalità pediatrica

- ECG

Campo Impedenza: 23-200 Ohm

- Rilevamento VF/VT

Rilevamento VF/VT

Tempo analisi: 7-12 sec

Soglia asistolica: <0.2mV

Artefact - individuazione Pacemaker

- Elettrodi

Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m

- Backup dati

Memoria removibile

Voce registrata

- Alimentazione

Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore

- Status display

Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

## **MARCA E MODELLO:**

GIMA - Codice Prodotto 33391

## **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

