



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DEFIBRILLATORE HEART SAVE AED M - con batteria ricaricabile e Monitor - GB/IT/FR/ES

Codice di riferimento: 33440

Marca: GIMA

Prezzo: 3965€

CARATTERISTICHE:

Un nuovo standard nel campo della defibrillazione, viene definito da questo apparecchio con la "defibrillazione a corrente controllata" bifasica. Il defibrillatore esegue un'analisi ECG automatica entro 12 secondi e decide se è necessaria la defibrillazione. È sufficiente un semplice click di un pulsante per far scattare l'impulso elettrico salvavita che elimina la fibrillazione ventricolare. **PRIMEDIC™ HEART SAVE AED-M CON MONITOR, BATTERIA RICARICABILE E SISTEMA DI RICARICA AKUPAK LITE** Defibrillatore esterno automatico con ECG a un canale integrato, guida utente acustica e visiva e memorizzazione dati con monitor per la visualizzazione della durata d'uso, ECG, frequenza cardiaca, VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite. Batteria al litio di durata 6 anni. Istruzioni vocali in 4 lingue. **Caratteristiche principali:** - Un unico pulsante per avviare l'apparecchio - Funzioni semplici e intuitive, indicatore di stato - Funzionamento con batterie al litio o batteria ricaricabile Akupak Li-Ion - Nessuna selezione di energia richiesta - Corrente di defibrillazione controllata - Scheda memoria: almeno 24 ore per ECG interno e registrazione vocale - Self-test periodico (giornaliero, mensile, annuale) - Misure: 26 x 26 x 8.5 cm - Peso: circa 2 kg - Certificazione German Lloyd per utilizzo negli ambienti marini - Compatibile con i test ambientali sugli aerei ad ali fisse ed elicotteri - Disponibili 4 modelli utilizzabili su pazienti >1 anno - EN 1789 - CONFORME ALLE DIRETTIVE AHA/ERC 2010 - IP55 PROTEZIONE STAGNA - PRODUZIONE TEDESCA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Defibrillazione: • Onde: bifasica controllata • Energia 140 – 360 j • Tempo ricarica: < 12 sec • Modalità Operativa: asincrona • ECG: • Lead II • Campo Impedenza 20-200 Ohm • Frequenza cardiaca 30 – 300 per min • Rilevamento VF/VT • Tempo analisi: 6 – 12 sec • Soglia VF 0.2 mV • Soglia sistole < 0.2 mV • Individuazione Pacemaker • Elettrodi • Elettrodi non polarizzati, Stoccaggio 3 anni • Lunghezza cavo: 1.5 m • LCD Monitor: • 95 x 72 mm (4.7"/120mm) • 320

x 240 (pixel 0.36 x 0.36 mm) • Display stato Batterie • Velocità 25 mm/s • Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione • Backup dati • Memoria removibile • Voce registrata • Alimentazione • Rechargeable AkuPak Lite (Power pack 90-260 V, 50/60 Hz) • Battery: Rechargeable Li-ion • Battery storage: 6 years • Discharges: 95 (360J) or 150 (200J) • Monitoring: 5 h • Voltage: 14.4V Dotazione standard: • Batteria ricaricabile AkuPack Lite con sistema di ricarica • Elettrodi • Registrazione vocale • Manuale: inglese, italiano, spagnolo, francese

MARCA E MODELLO:

GIMA 33440

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

