



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Defibrillatore Heart-Save Aed-M Gb/Es/Pt/Gr

Codice di riferimento: 33396

Marca: GIMA

Prezzo: 3294€

CARATTERISTICHE:

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.

Defibrillazione a corrente controllata - CCD

La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di 360J.

Flusso efficiente

HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa pre-shock e il periodo senza rianimazione.

Modalità pediatrica

È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare.

Rapido

Si accende automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi.

Status display

Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).

Defibrillatore esterno automatico con 6 anni di vita utile in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile. Presenta 4 lingue selezionabili.

Ampio schermo LCD per la forma d'onda ECG, la frequenza cardiaca, il conteggio del ritmo defibrillabile e altre informazioni rilevanti. AED-M è fornito con batteria al litio non ricaricabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Defibrillazione

Modalità semi-automatica

Onde: bifasica controllata

Energia: 50-360J

Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J

Modalità Operativa asincrona

Modalità pediatrica

- ECG

Lead: II

Campo Impedenza: 23-200 Ohm

Frequenza cardiaca: 30-300 per min

- Rilevamento VF/VT

Rilevamento VF/VT

Tempo analisi: 7-12 sec

Soglia asistolica: <0.2mV

Artefact - individuazione Pacemaker

- Elettrodi

Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m

- Monitor LCD

95x72 mm (4,7"/120mm)

320x240 pixel (0,36x0,36 mm)

Display stato Batterie

Velocità 25 mm/s

Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione

- Backup dati

Memoria removibile

Voce registrata

- Alimentazione

Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore

- Status display

Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 33396

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

