



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DEFIBRILLATORE HEART-SAVE PAD con batteria al litio - francese

Codice di riferimento: 33398

Marca: GIMA

Prezzo: 2305.8€

CARATTERISTICHE:

Un nuovo standard nel campo della defibrillazione, viene definito da questo apparecchio con la "defibrillazione a corrente controllata" bifasica. Il defibrillatore esegue un'analisi ECG automatica entro 12 secondi e decide se è necessaria la defibrillazione. È sufficiente un semplice click di un pulsante per far scattare l'impulso elettrico salvavita che elimina la fibrillazione ventricolare. **PRIMEDIC™ HEART SAVE PAD CON BATTERIA AL LITIO 100 SCARICHE CON 360J, 3 ANNI STANDBY** Defibrillatore esterno automatico con ECG a un canale integrato, guida utente acustica e visiva e memorizzazione dati. Batteria al litio di durata 3 anni. Istruzioni vocali in 1 lingua **Caratteristiche principali:** - Un unico pulsante per avviare l'apparecchio - Funzioni semplici e intuitive, indicatore di stato - Funzionamento con batterie al litio o batteria ricaricabile Akupak Li-Ion - Nessuna selezione di energia richiesta - Corrente di defibrillazione controllata - Scheda memoria: almeno 24 ore per ECG interno e registrazione vocale - Self-test periodico (giornaliero, mensile, annuale) - Misure: 26 x 26 x 8.5 cm - Peso: circa 2 kg - Certificazione German Lloyd per utilizzo negli ambienti marini - Disponibili 4 modelli utilizzabili su pazienti >1 anno - EN 1789 - CONFORME ALLE DIRETTIVE AHA/ERC 2010 - IP55 PROTEZIONE STAGNA - PRODUZIONE TEDESCA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Defibrillazione • Onde: bifasica controllata • Energia 140 - 360 j • Tempo ricaricame < 12 sec • Modalità Operative asincrona • ECG • Lead II • Campo Impedenza 20-200 Ohm • Frequenza cardiaca 30-300 per min • Rilevamento VF/VT: • Tempo analisi: 6-12 sec • Soglia VF 0.2 mV • Soglia asistolica < 0.2 mV • Artefact - individuazione Pacemaker • Elettrodi • Elettrodi non polarizzati, Stoccaggio 3 anni • Lunghezza cavo: 1.5 m • Backup dati • Memoria removibile • Voce registrata • Alimentazione • Batteria al Litio • Batterie: Litio LiMnO2 • Durata batterie: 3 anni • Defibrillazioni: 100 • Voltaggio: 6V Dotazione standard: • Batteria litio, 3 anni stand-by (100 shock con 360J) • Elettrodi • Registrazione vocale • Manuale: italiano

MARCA E MODELLO:

GIMA 33398

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

