



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DERMATOSCOPIO A LED DELTA 20 PLUS 3,5V (NiMh) per immersione e polarizzazione con manico ricaricabile a rete - K-260.20.376

Codice di riferimento: 31167

Marca: GIMA

Prezzo: 1366.4€

CARATTERISTICHE:

Il nuovo dermatoscopio DELTA 20 Plus migliora il livello di efficacia della diagnosi, aumentando la quantità di informazioni che possono essere usate per una diagnosi accurata di ogni paziente. **Flessibilità del metodo di esame: immersione o polarizzazione** DELTA 20 Plus permette di lavorare sia con un filtro polarizzatore che ad immersione semplicemente cambiando la piastrina di contatto. Questo consente la scelta del metodo di esame per le diverse lesioni della pelle, in quanto alcune caratteristiche sono più visibili usando un liquido e altre quando sono polarizzate. **4 LED ad alto rendimento.** Illuminazione chiara e uniforme con resa cromatica precisa per una diagnosi più accurata. **Ottica di precisione ad alta risoluzione** con sistema acromatico a due lenti. Il sistema ottico acromatico di alta qualità fornisce una nitidezza e una risoluzione senza uguali. Il campo visivo è illuminato in modo uniforme senza distorsione dei contorni. Ingrandimento da 10X a 16X. **Indice di resa cromatica (IRC).** L'IRC, o misura quantitativa della precisione del colore, è di oltre 87, garantendo colori reali. Temperatura di colore: 5000°K. **Gestione termica per una lunga durata.** DELTA 20 Plus usa la ceramica, una pellicola termoconvettrice e un corpo refrigerante in alluminio in una struttura composita a 3 strati per garantire una luminosità costante per tutta la durata dei LED fino a 50.000 ore. **Anello di focalizzazione.** Regolazione della nitidezza, da -6 a + 6 dpt. Fornito con un astuccio rigido e compendio di dermatoscopia.

MARCA E MODELLO:

GIMA 31167

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

