



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Dermatoscopio Mini 3000

Codice di riferimento: D-01.78.107

Marca: INTERMED

Prezzo: 371.25€

CARATTERISTICHE:

Dermatoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V con piastrina di contatto Ø 23mm senza scala, manico a batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio. In blister.
Dermatoscopio tascabile dal design compatto con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco. Attacco a vite in metallo.

10x ingrandimenti. Grande campo, ricchezza di dettagli.
Solida costruzione in metallo. Robusto e di lunga durata.
Tecnologia alogena XHL Xenon. Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.
Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.
Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.

MARCA E MODELLO:

HEINE D-01.78.107

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

