



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DERMATOSCOPIO POLARIZZATO MIC Wi-Fi & USB

Codice di riferimento: 32181

Marca: GIMA

Prezzo: 547.2€

CARATTERISTICHE:

DERMATOSCOPIO Wi-Fi con filtro polarizzato.

Il dermatoscopio con filtro polarizzato fa parte di una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori, con trasmissione Wi-Fi.

Maneggevole, facile da utilizzare, leggero e portatile.
Compatibile con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche.

Software di base in dotazione per acquisire foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apple. E' disponibile un software professionale (opzionale, cod. 32182) per creare un database di pazienti, comparare le immagini e i referti medici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingrandimento: da 5X a 200x
- Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili
- Lente: Lente microscopio ad alta definizione

- Sistema operativo: Windows XP e successivi, Mac (OSX 10.7 e successivi), iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)
- Risoluzione foto e video: 1.3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPEG), 640x480 (MJPEG), 320x240
- Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x2
- Distanza trasmissione Wi-Fi: fino a 5 metri

- Consumo: max 2.5W
 - Batteria Li-ion
 - Durata funzionamento: circa 2 ore
 - Tempo di carica totale: circa 2 ore
 - Alimentazione: DC 5.0V / 1A
 - Dimensione: Ø 36x142 mm
 - Peso: 88 g
-

VIDEOCAMERA

- Sensore videocamera: CMOS 1/4"
- Esposizione: Auto
- Gamma: Auto
- Bilanciamento del bianco: Auto
- Livello del nero: Auto

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32181

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

