



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **DERMATOSCOPIO XENON-ALOGENO HEINE MINI 3000 10X - D-001.78.107**

**Codice di riferimento:** 31184

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 561.2€

### **CARATTERISTICHE:**

Dermatoscopio tascabile con un design compatto e un'ottica di qualità, ingrandimento 10X con regolazione della messa a fuoco, testina in metallo. **Lampadine alogene xenon.** Luce chiara concentrata per un'illuminazione uniforme e una resa reale dei colori **20.000 accensioni garantite.** Sistema ottico di qualità per colori neutri con lenti acromatiche per immagini nitide. **Piastrina di contatto standard.** Fornito completo di un compendio dermatoscopico dettagliato e olio per dermatoscopia.

Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 31184

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**