



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ginocchiera tubolare con articolazioni policentriche ARX 312

Codice di riferimento: ARX 312

Marca: DEROYAL

Prezzo: 118.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 4012-Small	Small	118.5€
mod 4012-Medium	Medium	118.5€
mod 4012-Large	Large	118.5€
mod 4012-XSmall	XSmall	118.5€
mod 4012-XXLarge	XXLarge	118.5€
mod 4012-XLarge	XLarge	118.5€

CARATTERISTICHE:

Ginocchiera rotulea composta da rinforzi laterali in alluminio anodizzato che garantisce una più alta stabilità dell'arto nell'area mediale-laterale. La compressione esercitata dalla ginocchiera può essere facilmente regolata dall'utente attraverso gli appositi straps di chiusura in velcro e semi-elastici, presenti sia nel lato superiore della ginocchiera, sia in quello inferiore.

APPLICAZIONI:

Instabilità di media o modesta entità di LLI, LLE.

DIMENSIONI E PESO:

Circonferenza ginocchio flesso 90°:

- Small (da 32 a 35 cm)
- Medium (da 35 a 38 cm)
- Large (da 38 a 42 cm)
- XLarge (da 42 a 46 cm)
- XXLarge (da 46 a 50 cm)

MARCA E MODELLO:

DeRoyal mod 4012

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un ginocchiera rotulea

