



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Borsa termica per il diabete in nylon blu

Codice di riferimento: 27255

Marca: GIMA

Prezzo: 54.7€

Caratteristiche della borsa termica per il diabete in nylon blu

Astuccio per diabetici per il trasporto di medicinali che necessitano una conservazione a basse temperature.

Questo borsello termico per farmaci è realizzato in nylon blu e si presenta con una pratica apertura a libro su cui è fissata una cerniera zip di chiusura per sigillare completamente il borsello ed evitare che il contenuto fuoriesca. Al suo interno il borsello dispone di elastici di fissaggio e taschini in cui posizionare gli oggetti senza che questi possano muoversi e sbattere l'uno contro l'altro. Ciascuno scomparto è molto versatile e nell'insieme la borsa diabetica si presta per ospitare aghi pungidito, penna e siringhe, insulina, test e monitor.

Questa piccola refrigerata per medicinali viene venduta con in dotazione un panetto termico con 10 ore di autonomia a circa 10°.

Specifiche tecniche

- Materiale: nylon
- Misure esterne: 24 x 18 x h 6 cm
- Colore: blu

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione,

stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

