



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DIAPASON LEGA 1024 Hz

Codice di riferimento: 31233

Marca: GIMA

Prezzo: 57.5€

CARATTERISTICHE:

Diapason otorinolaringoiatrico 1024 Hz. Produzione Tedesca, con esperienza artigianale secolare in lega speciale che assicura la massima precisione del suono.

MARCA E MODELLO:

GIMA 31233

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**