



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DIAPASON LEGA 256 Hz - con pesi

Codice di riferimento: 31231

Marca: GIMA

Prezzo: 59.78€

CARATTERISTICHE:

Diapason otorinolaringoiatrico 256 Hz munito di pesi. Produzione artigianale tedesca con esperienza centenaria nella lavorazione di leghe speciali che garantiscono l'assoluta precisione dei suoni.

MARCA E MODELLO:

GIMA 31231

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**