



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aerosol clineb

Codice di riferimento: RE 300550

Marca: CA-MI

Prezzo: 119.19€

Clineb è un compressore a pistone, ad alimentazione elettrica 230v ~ / 50hz, ad alte prestazioni per somministrazione aerosolica di qualsiasi tipo di farmaco, ideale per un utilizzo intensivo ospedaliero e clinico. costruito con corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee.

Il compressore a pistone a secco e ad elevata durata è completato dal nebulizzatore hi-flo ad alta efficacia per garantire trattamenti rapidi ed accurati. dispositivo progettato per uso continuo.

La somministrazione aerosolica è regolabile da parte dell'operatore, tramite apposita manopola. il dispositivo, progettato per offrire facilità di trasporto e di utilizzo, è indicato per la nebulizzazione di farmaci broncodilatatori e antibiotici.

 **Acquista subito**