



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Modello c30 Kindi divaricatore articolato tipo

Codice di riferimento: mod c30

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 191.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod c30-1°	1°	191.4€
mod c30-2°	2°	191.4€
mod c30-3°	3°	191.4€
mod c30-4°	4°	191.4€

Caratteristiche

Divaricatore articolato tipo MILGRAM mod. KINDI C 30

Pratico, leggero e funzionale, Kindi è il nuovo divaricatore tipo Milgram della Camp ad ampiezze regolabili, indicato in tutti quei casi in cui sia necessaria la stabilizzazione delle anche nei bambini affetti da instabilità delle stesse, a causa di una lussazione, sublussazione o di quadri displasici in genere.

Grazie alla sua struttura conformabile e ad un'attenta selezione dei materiali utilizzati per la sua realizzazione, Kindi garantisce una sicura ed efficace applicazione, offrendo inoltre il massimo della stabilità ed una perfetta vivibilità. Le diverse possibilità di regolazione consentono un preciso e veloce adeguamento del divaricatore al bambino, soddisfacendo completamente le scelte terapeutiche più appropriate.

Le comode chiusure a velcro permettono pratiche e veloci operazioni di regolazione, adeguamento, vestizione e svestizione sia della cintura pelvica che dei cosciali.

Le articolazioni registrabili e bloccabili di 15° in 15°, permettono una progressiva ed efficace correzione della flessione delle articolazioni delle anche.

Le aste che mettono in comunicazione la cintura pelvica ai cosciali, consentono la regolazione delle stesse in altezza, in profondità ed in rotazione.

Indicazioni

- Lussazioni
- Sublussazioni
- Displasia dell'anca

Taglie disponibili


Circonferenza vita:

Taglia 1° (da 35 a 40 cm)

Taglia 2° (da 41 a 45 cm)

Taglia 3° (da 46 a 50 cm)

Taglia 4° (da 51 a 55 cm)



 **Acquista subito**