



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **DONJOY - Modello Renegade™ - Ginocchiera C.I. Lega Alluminio**

**Codice di riferimento:** 11-0907-x

**Marca:** DONJOY

**Prezzo:** 380€

<b>Riferimento</b>	<b>Variante</b>	<b>Prezzo</b>
11-0907-1	destra, XS	380€
11-0908-1	sinistra, XS	380€
11-0908-2	S, sinistra	380€
11-0907-3	destra, M	380€
11-0908-3	M, sinistra	380€
11-0907-4	destra, L	380€
11-0907-5	destra, XL	380€
11-0908-5	sinistra, XL	380€
11-0907-6	destra, XXL	380€
11-0908-6	sinistra, XXL	380€
11-0907-2	destra, S	380€
11-0908-4	L, sinistra	380€

## INDICAZIONI:

- Instabilità legamentosa moderata e severa di LCA/LCP/LCM/LCL
- Lieve o moderata iperestensione del ginocchio

## CARATTERISTICHE:

- Sistema esclusivo "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Struttura in lega d'alluminio a basso profilo ad alta resistenza
- Imbottiture interne e ai condili termosaldate
- Fasce di chiusura con inserto in gomma per facilitare l'indosso
- Blocco estensione a 10° gradi pre-installato
- Blocchi a gradi differenti per la flessione/estensione opzionali
- Lunghezza totale: 38 cm (22 cm snodo-coscia e 16 cm snodo-polpaccio)


## MARCA E MODELLO:

Donjoy - Modello Renegade™

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una confezione da 1 Pezzo

## TAGLIE E DETTAGLI ORDINE (Vedi Immagine di Riferimento):

CIRCONFERENZA COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO	Misure			
	Taglia	Circoferenza 15 cm sopra il centro rotula	Circoferenza alla rotula	Circoferenza al polpaccio (parte più grande)
 Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula Circonferenza rotula Circonferenza al polpaccio	XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
	S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
	M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
	L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
	XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
	XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
	XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

 **Acquista subito**