



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Doppler fetale con display D2003 e riproduzione del battito cardiaco

Codice di riferimento: 29503

Marca: GIMA

Prezzo: 396.5€

Caratteristiche del doppler fetale con display D2003 e riproduzione del battito cardiaco

Doppler a ultrasuoni tascabile e compatto con dimensioni ridotte e tascabile.

Questo doppler fetale a ultrasuoni è dotato di pratico display a cristalli liquidi che mostra le pulsazioni e di un'uscita per auricolari per la riproduzione del battito cardiaco del feto, integrata nel dispositivo.

Piccolo e maneggevole, questo doppler viene venduto completo di sonda e gel, in una borsa da trasporto molto comoda e capiente.

Specifiche tecniche

- Misure 150 x 75 mm - Peso: 295 g (con sonda)
- Materiale: ABS / Noryl
- Sonda: a 2 cristalli
- Frequenza degli ultrasuoni: 2 MHz
- Potenza: < 10mW/mm² SATA
- Regolazione del volume: a rondella
- Icona pulsazioni: sì
- Uscite: Auricolare (non incluso)
- Audio: 300Hz -1 KHz
- Garanzia: 1 anno
- Autocorrelazione: sì
- Tasto: on/off
- Indicatori: Display FHR

- Icone batterie scariche: sì
 - Vita batterie: >6 ore
 - Alimentazione: batteria 9 V (non inclusa)
 - RS232 - Jack 35 mm
 - Classificazione: classe I tipo B - IEC 60601-I 0120
 - Prodotto in: Inghilterra
-

Marca

Gima

Contenuto della confezione

- Doppler
- Sonda
- Gel
- Manuale d'uso

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [DOPPLER FETALE D2003 - CON DISPLAY](#)
- [DOPPLER FETALE PORTATILE D2005 CON DISPLAY E SONDA IMMERGIBILE](#)
- [Doppler fetale a ultrasuoni portatile](#)



Acquista subito