



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Doppler fetale Sonotrax Basic senza sonda

**Codice di riferimento:** 29491

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 168.4€

### Caratteristiche del doppler fetale Sonotrax Basic senza sonda

Doppler tascabile a ultrasuoni, molto compatto, leggero e facile da portare sempre con se.

Questo doppler fetale a ultrasuoni è facile da usare e garantisce rilevazioni e misurazioni accurate come tutti gli apparecchi professionali.

Il doppler è dotato di un ampio display con la funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico; su questo è display LCD compaiono i risultati delle rilevazioni delle pulsazioni fetali, che vengono inoltre rappresentate sonoramente dal dispositivo.

### Specifiche tecniche

- Peso: 290 g (batteria inclusa)
- Campo battito fetale: 50-210 bpm
- Display rilevazione automatica sonde: sì
- Dimensioni display LCD: 45 x 25 mm
- Display pulsazioni fetali: sì
- Frequenza audio: 4Khz / 8KHz
- Durata registrazione: 480s / 240s
- Risoluzione: 1 bpm
- Dimensioni apparecchio: 32 x 85 x 138 mm
- Spegnimento audio: dopo 1 minuto
- Indicatore batteria scarica: sì
- Potenza audio: 0.5 w

- Sonde intercambiabili: sì

## Marca

---

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

