



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Doppler portatile ad ultrasuoni - Sonotrax b

Codice di riferimento: SONOTRAX B

Marca: INTERMED

Prezzo: 140.7€

Caratteristiche del doppler portatile

Offriamo: sonda intercambiabile impermeabile da 2 MHz a corredo, rilevazione automatica del battito cardiaco fetale in tempo reale, calcolo del valore medio, rilevazione manuale mediante campionamento su più battiti, display a cristalli liquidi, allarme visivo battito cardiaco fetale accelerato e ridotto, speaker incorporato per ascoltare il battito cardiaco fetale, regolazione del volume. Alimentazione mediante 2 batterie da 1,5 V tipo AA, autonomia batterie per 10 ore di esami, possibilità di applicare sonde da 3, 4 e 8 MHz (opzionali) Innesto sonda mini USB.

 **Acquista subito**