

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## Doppler Pulsato Pw Per Dp10 E Dp20

**Codice di riferimento:** 33969

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 631.4€

### CARATTERISTICHE:

DOPPLER PULSATO PW per sonde 33970, 33971 (utilizzabile solo con le sonde 33976, 33977) e per 33989, 33991 (utilizzabile con tutte le sonde).

### MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 33969

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**