



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DOSATORE AEROSOL - POCKET CHAMBER

Codice di riferimento: 33438

Marca: GIMA

Prezzo: 16.1€

CARATTERISTICHE:

Dispositivo tascabile per il controllo dell'asma, efficace quanto uno grande il doppio! Rilascia un'alta concentrazione di farmaco per un immediato sollievo dei sintomi con minimi effetti collaterali. - Un segnale acustico avvisa il paziente indicando che è stata superata la frequenza inspiratoria - Efficace alternativa economica a sistemi più costosi - Un ingresso flessibile accetta virtualmente tutti i modelli di boccaglio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 108 x 47.5 mm • Boccaglio: 22 mm OD • Materiale: silicone 100% latex free • Volume: 110 ml • Peso: 33 g • Garanzia: 1 anno • Made in USA • Manuale d'uso inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, olandese, portoghese, turco e greco

MARCA E MODELLO:

GIMA 33438

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**