



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DRUM PER STERILIZZAZIONE IN INOX - Ø 240 x h 190 mm

Codice di riferimento: 26679

Marca: GIMA

Prezzo: 57.5€

CARATTERISTICHE:

Drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.

- Diametro: 240 mm
- Altezza: 190 mm
- Materiale: Acciaio Inox AISI304

Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco.

I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione.

Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26679

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

