



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## DRUM PER STERILIZZAZIONE IN INOX - Ø 340 x h 240 mm

**Codice di riferimento:** 26688

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 110.8€

### CARATTERISTICHE:

Drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.

- Diametro: 340 mm
- Altezza: 240 mm
- Materiale: Acciaio Inox AISI304

Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco.

I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione.

Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26688

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

---

