



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Polsiera corta steccata DT3 03 - nero

Codice di riferimento: DTX 03 nero

Marca: FGP

Prezzo: 38.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
DTX 03 nero-XS-Destra	Destra, XS	38.5€
DTX 03 nero-S-Destra	Destra, S	38.5€
DTX 03 nero-S-Sinistra	S, Sinistra	38.5€
DTX 03 nero-M-Destra	Destra, M	38.5€
DTX 03 nero-M-Sinistra	M, Sinistra	38.5€
DTX 03 nero-L-Destra	Destra, L	38.5€
DTX 03 nero-L-Sinistra	L, Sinistra	38.5€
DTX 03 nero-XL-Destra	Destra, XL	38.5€
DTX 03 nero-XL-Sinistra	Sinistra, XL	38.5€
DTX 03 nero-XS-Sinistra	Sinistra, XS	38.5€

Caratteristiche della polsiera corta DTX 03

DTX 03 Tutore corto con stecca per polso.

- Polsiera ideale per il trattamento di tunnel carpale, distorsioni, tendiniti e fratture del polso.
- Dotata di stecca palmare in alluminio facilmente modellabile che aiuta a mantenere il polso in posizione neutra per attenuare la tensione sui tendini del polso e alleviare il dolore.
- Chiusure con nastri a strappo per una perfetta vestibilità.
- Garantisce un ottimo comfort sia durante il giorno sia durante la notte.

Indicazioni

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso
- Patologia del tunnel carpale

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonferenza polso cm	fino a 13	13/16	16/20	20/25	oltre 25
Lunghezza cm	19	19	19	19	19

Disponibile in versione destra e sinistra.



Marca e modello

FGP DTX 03 nero

Contenuto della confezione

Una polsiera



Acquista subito