



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

DUOFONO CLASSIC - lira- verde

Codice di riferimento: 32537

Marca: GIMA

Prezzo: 21.7€

CARATTERISTICHE:

Stetoscopi di alta qualità con testa e archetto auricolare in acciaio inossidabile con molla interna ed eleganti tubi auricolari in PVC per un'efficacia acustica superiore. I tubi auricolari a "Y" in PVC di 55 cm (22") coordinati, la ghiera antifreddo e l'anello di fissaggio del diaframma garantiscono un ottimo comfort al paziente e un design attraente. Fornito in una scatola imbottita con due coppie di auricolari morbidi. Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico). Scatola e manuale in 9 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, arabo.

MARCA E MODELLO:

GIMA 32537

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**