



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DUOFONO JOTARAP - lira fucsia

Codice di riferimento: 32586

Marca: GIMA

Prezzo: 15.4€

CARATTERISTICHE:

Il primo duofono con padiglione a doppia testa venduto al prezzo di un fonendoscopio classico! Questo strumento combina un padiglione di diametro 45 mm con membrana ad una campana ad alta sensibilità, permettendo l'auscultazione di una vastissima gamma di frequenze e suoni. Il duofono JOTARAP si presenta come un set completo di stetofonendoscopi professionali in quanto, grazie agli accessori in dotazione, può assumere le funzioni di 5 diversi tipi di stetofonendoscopi per 5 diversi tipi d'auscultazione; membrana grande, membrana piccola, campana per adulti, campana per bambini e campana per neonati, JOTARAP una vera e propria novità nell'emergenza e nella diagnostica. Completo di kit accessori (32590) Viene fornito con una bustina accessori contenente 3 campane intercambiabili antibrivido, 2 membrane (adulti e pediatrica) di ricambio, un paio di olive trasparenti in neoprene ed un paio di olive a fungo. Confezionato in singola scatola di cartone. ADATTO PER ADULTI, BAMBINI E NEONATI. SENZA LATTICE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Colore: fucsia • Membrana piccola: Ø 25 mm • Membrana grande: Ø 37 mm • La testa cambia posizione girando ogni scatto di 180° • ADATTO PER ADULTI, BAMBINI E NEONATI. LATEX FREE.

MARCA E MODELLO:

GIMA 32586

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

