



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DUOFONO "TRAD PEDIATRICO" - lira nera

Codice di riferimento: 32555

Marca: GIMA

Prezzo: 5€

CARATTERISTICHE:

DUOFONO TRAD PEDIATRICO – LATEX FREE

Linea tradizionale in alluminio, leggera ed economica.

Padiglione: Ø 35 mm

Campana: Ø 26.5 mm misura esterna.

Archetto in ottone e ghiera antibrivido.

Tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext Ø 8 mm

Confezione in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32555

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

