



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DUOFONO WAN PLUS - pediatrico - lira nera

Codice di riferimento: 32506

Marca: GIMA

Prezzo: 23.9€

CARATTERISTICHE:

Duofono WAN PLUS pediatrico - LATEX FREE

Padiglione in lega di zinco cromata, anello in plastica avvitato, archetto a molla interna e tubo di eccellente qualità con colore coordinato alla ghiera antibrivo. 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato. Garantisce delle ottime prestazioni acustiche.

Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm.

Lunghezza tubo: 63 cm.

Fornito in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32506

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

