



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Benda elastica Duraband lunga 5 metri argento

Codice di riferimento: PB6006

Marca: RO+TEN

Prezzo: 42€

Caratteristiche della benda elastica Duraband color porpora di 5 metri di lunghezza

Benda da riabilitazione articolare e muscolare a tensione extraforte, utile nelle terapie di recupero e molto efficace nel produrre risultati e progressi con l'esercizio. Questa benda elastica in lattice naturale viene venduta a rotolo da 5 metri ed è disponibile in color argento.

Specifiche tecniche

- Materiale: lattice naturale
- Resistenza: extraforte 0,45 mm
- Lunghezza: 5 metri
- Colore: argento

Marca

RO+TEN

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Benda elastica Duraband gialla lunga 30 metri](#)
- [Benda elastica Duraband lunga 5 metri gialla](#)

- [benda elastica verde Duraband lunga 5 metri](#)

