



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Benda elastica Duraband gialla lunga 30 metri

Codice di riferimento: PB6008

Marca: RO+TEN

Prezzo: 115.2€

Caratteristiche della benda elastica Duraband gialla lunga 30 metri

Benda elastica riabilitativa utile nelle terapie e negli esercizi fisici di recupero articolare e muscolare. Il rotolo di benda in lattice misura 30 metri di lunghezza, ha una tensione leggera ed è disponibile in giallo.

Specifiche tecniche

- Materiale: lattice naturale
- Resistenza: leggera 0,15 mm
- Lunghezza: 30 metri
- Colore: gialla

Marca

RO+TEN

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Benda elastica Duraband lunga 5 metri gialla](#)
- [benda elastica Duraband argento con lunghezza 30 metri](#)
- [benda elastica verde Duraband lunga 5 metri](#)

