



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Benda elastica Duraband lunga 5 metri gialla

**Codice di riferimento:** PB6001

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 19.5€

### Caratteristiche della benda elastica Duraband lunga 5 metri gialla

Benda elastica da riabilitazione Duraband gialla. Il rotolo di benda riabilitativa è lungo 5 metri e presenta una resistenza leggera di 0,15 mm.

La benda elastica a tensione leggera duraband è indicata per le terapie di riabilitazione sia a livello articolare che muscolare, sono semplici da usare e offrono ottimi risultati di recupero.

### Specifiche tecniche

- Materiale: lattice naturale
- Resistenza: leggera 0,15 mm
- Lunghezza: 5 metri
- Colore: giallo

### Marca

RO+TEN

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### Altri modelli disponibili

- [benda elastica Duraband gialla lunga 30 metri](#)
- [benda elastica Duraband rosa con 5 metri di lunghezza](#)
- [benda elastica Duraband color porpora di 5 metri di lunghezza](#)



**Acquista subito**