



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Benda elastica Duraband color porpora lunga 30 metri

Codice di riferimento: PB6012

Marca: RO+TEN

Prezzo: 156.2€

Caratteristiche della benda elastica Duraband color porpora lunga 30 metri

Benda in lattice per la riabilitazione dei pazienti con problemi articolari e muscolari che traggono giovamento dall'esercizio fisico. Il lattice di cui è fatta la benda riabilitativa Duraband è naturale e a tensione super-forte, e si presta in questo modo ad essere usato nei più svariati contesti di riabilitazione medica.

Specifiche tecniche

- Materiale: lattice naturale
- Resistenza: superforte 0,40 mm
- Lunghezza: 30 metri
- Colore: porpora

Marca

RO+TEN

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Benda elastica Duraband lunga 5 metri gialla](#)
- [benda elastica Duraband argento con lunghezza 30 metri](#)

- [benda elastica verde Duraband lunga 5 metri](#)

