



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Benda elastica Duraband con lunghezza 30 metri in verde

Codice di riferimento: PB6010

Marca: RO+TEN

Prezzo: 120.6€

Caratteristiche della benda elastica Duraband con lunghezza 30 metri in verde

Benda a resistenza media per esercizi e terapie di riabilitazione muscolare e articolare, facile da usare e da tagliare per avere sempre progresso e risultati ottimali. Il rotolo misura 30 m e può essere tagliato a proprio piacere a seconda delle proprie esigenze.

Specifiche tecniche

- Materiale: lattice naturale
- Resistenza: media 0,25mm
- Lunghezza: 30 metri
- Colore: verde

Marca

RO+TEN

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Benda elastica Duraband lunga 5 metri gialla](#)
- [benda elastica Duraband argento con lunghezza 30 metri](#)

- [benda elastica verde Duraband lunga 5 metri](#)

