



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Benda elastica verde Duraband lunga 5 metri

Codice di riferimento: PB6003

Marca: RO+TEN

Prezzo: 23.8€

Caratteristiche della benda elastica verde Duraband lunga 5 metri

Benda elastica a tensione media per la riabilitazione muscolare e articolare, disponibile in rotolo verde da 5 metri. Le bende da riabilitazione duraband sono semplici da adoperare e permettono al paziente di fare progressi in modo semplice e sicuro.

Specifiche tecniche

- Materiale: lattice naturale
- Resistenza: media 0,25 mm
- Lunghezza: 5 metri
- Colore: verde

Marca

RO+TEN

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [benda elastica Duraband gialla lunga 30 metri](#)
- [benda elastica Duraband rosa con 5 metri di lunghezza](#)

- [benda elastica Duraband color porpora di 5 metri di lunghezza](#)



Acquista subito