



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ECG CARDIOGIMA COLOUR - 3/6/12 canali

Codice di riferimento: 33307

Marca: GIMA

Prezzo: 2915.8€

CARATTERISTICHE:

Elettrocardiografo a 3/6/12 canali con analisi HES interpretazione e software, capacità memoria interna per più di 300 esami. - Rilevamento pacemaker - Display LCD a colori 5,7" - Uscita USB per stampa A4 con stampante esterna - Software per la gestione dei dati su PC - Produzione Europea.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Stampa canali: 3/6/12 canali • Ampiezza stampa: 112mm • Collegamento a stampante esterna tramite • USB per stampa formato A4 (210x297) • Velocità di stampa: 5/10/25/50 mm/s • Sensibilità: 2,5/5/10/20 mm/mV • Filtro digitale disturbi: 25, 35, 50, 60 Hz • Display: 5,7" TFT grafico a colori 320x240 • Analisi e interpretazione: HES conforme alle norme EN 60601-2-51 • Memoria interna: >300 tests • Tastiera alfanumerica • Rilevamento del pacemaker • Regolazione automatica della linea isoelettrica • Misurazione costante dell'attività cardiaca (HR) • Segnalazione acustica di stimoli rilevati • Caricamento carta semplice e veloce • Segnalazione di errato collegamento degli elettrodi • CMMR: >100dB • Derivazione 12 standard/Cabrera • Canale in ingresso: oscillante, protezione da impulsi di defibrillazione CF • Alimentazione: 90-240V, 50/60Hz • Batteria interna ricaricabile: Li-ion 7.2V; 2200 mAh Li-ion • Potenza: <30VA • Dimensioni: 260 x 220 x 52 mm • Peso: < 1.8 kg • Standard sicurezza: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51 • Classe/Gruppo: Classe A/ Gruppo 1 (CISPR-11) Dotazione standard: • Cavo paziente 10 derivazioni • 6 elettrodi precordiali • 1 Flacone gel • Rotolo di carta • Cavo alimentazione • Software PC per gestione dati • Borsa per il trasporto (opzionale) • Manuale d'uso: GB, IT

MARCA E MODELLO:

GIMA 33307

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

