



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ECG CONTEC 600G - 3/6 canali con display

Codice di riferimento: 33222

Marca: GIMA

Prezzo: 963.8€

CARATTERISTICHE:

- Touch screen 7" LCD TFT - Visualizzazione simultanea 12 derivazioni - Tecnologia di isolamento digitale e di elaborazione del segnale, filtro digitale - Gestione paziente, nome, età e id, rapporto di analisi dettagliata - Batteria al litio ricaricabile integrata - Il sistema a stampa termica consente 10 modalità di stampa - Può stampare per 90 minuti fino a 150 stampe - Software ECG - Sync, connessione USB al PC, memoria 1000 esami - Auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione - Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, RU, KZ - Software PC: GB - Manuale: GB, IT (su richiesta FR) La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale al PC, l'analisi dei dati e la diagnosi, la gestione della stampa tramite il PC

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ECG • Tipo di sicurezza: Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione) • Derivazioni: 12 standard • Ingresso: circuito di ingresso flottante e protezione defibrillazione • Corrente di dispersione paziente: <10uA • Frequenza di campionamento: 1000Hz • Conversione A/D: 12bit • Frequenza di risposta: 0.05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB) • Costante temporale: >3.2s • CMRR: >60dB, >100dB (aggiungi filtro) • Tensione di polarizzazione: ±500mV • Livello sonoro: <15uVp-p **Filtri** • Filtro interferenza: 25Hz/35Hz (-3dB) • Filtro AC: 50Hz/60Hz (=20dB) **Forma d'onda** • Modo registrazione: Stampante termica stampante termica (32 punti/mm) • Tipo carta: 50 mm × 20 m 80 mm × 20 m 110 mm × 20 m • Sensibilità: 5, 10, 20 mm/mV 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV • Velocità di stampa: - Registrazione automatica: 25mm/s, 50mm/s - Registrazione ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s - Registrazione manuale: 5,6,25,10,12,5,25,50 (solo 33221), 100 mm/mV (solo 33222) **Alimentazione** - AC 110-220V, 50/60 Hz - DC batteria ricaricabile litio polimeri 7,4V, 3700 mAh **Fusibile** • 2 pcs f5×20mm AC time lag; T250mA/250V (Alimentazione:220V) **Forma** • Dimensioni: 315 x 215 x 77 mm • Peso: 1.7 kg Dotazione standard: • Cavo ECG • 1 set elettrodi periferici a pinza • 1 set elettrodi precordiali • Cavo messa a terra • Cavo alimentazione • Rotolo di carta • Connessione USB e software PC

MARCA E MODELLO:

GIMA 33222

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

