



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ECG PALMARE CARDIO-C - 3 canali

Codice di riferimento: 33245

Marca: GIMA

Prezzo: 427€

CARATTERISTICHE:

- Piccolo, leggero e facile da trasportare - Un solo tasto per le misurazioni - Tracciato ECG chiaro con interpretazione dei risultati su display a colori TFT 3.5" - Fino a 19 tipi di analisi e referti - Memoria integrata molto grande: 24 ore di memoria per tracciati ad 1 canale e 8 ore di memoria per tracciati a 3 canali - Misurazioni rapide: con elettrodo integrato, sul palmo della mano, il torso o la gamba o tramite derivazioni esterne (funziona con elettrodi periferici e precordiali opzionali) - Gestione dei dati per rivedere o cancellare le registrazioni localmente o per scaricarle su pc **Metodi di misurazioni ECG: diretto con derivazioni** - Direttamente sulla gamba - Direttamente sul torso - Direttamente sul palmo o sul polso - Con derivazioni, elettrodi a pinza 33364 - Con derivazioni, elettrodi per torso 33327

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Campo misurazioni pulsazioni: 30 - 240 bpm • Precisione pulsazioni: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ a seconda del valore più alto • Ampiezza di banda ECG: 0.5Hz - 40Hz • Livello di rumore interno: $= 30 \mu Vp-p$ • Scala di visualizzazione: 5.0 mm/mV $\pm 10\%$ • Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): $= 60$ dB • Velocità di scansione della forma d'onda: 20 mm/s $\pm 10\%$ • Loop di corrente in ingresso: $= 0.1 \mu A$ • Impedenza in ingresso: $= 5$ mO • Alimentazione: 4 pile alcaline AA • Tensione di alimentazione: 4.4 V - VDC • Corrente media di funzionamento Max: $= 160$ mA • Auto-spegnimento: regolabile da 1 a 5 min • Indicazione batteria scarica: V DC ± 0.2 VDC • Display TFT con colori reali 3.5" • Dimensioni compatte: 13 x 9.5 x 3.2 cm • Memoria interna 32 MB Dotazione standard: • Fornito con un software di lettura ECG • Cavo USB • Trasformatore • Cavo ECG • 25 elettrodi monouso

MARCA E MODELLO:

GIMA 33245

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

