




**Numero Verde**

**800 172547**

**Da cellulare**

**030 7777942**

## **ECG SMART SE-1 - 1 canale con monitor**

**Codice di riferimento:** 33330

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 695.4€

### **CARATTERISTICHE:**

Il nuovo riferimento in elettrocardiografia monocanale. Gli elettrocardiografi della serie SE rappresentano il miglior compromesso in termini di qualità, prestazioni, risparmio. Professionali e resistenti possiedono caratteristiche di livello superiore. • Elettrocardiografo monocanale digitale dotato di LCD grafico reclinabile a parametri configurabili • Stampante termica ad alta risoluzione • Funzionamento a rete e/o batteria ricaricabile al Litio • Filtri digitali, filtro antioscillazione linea base, AC, interfaccia EMG • Linea di base automatica per ottimizzazione della stampa • Porta seriale RS232 • Funzionamento automatico/manuale • Lead posizionamento elettrodi

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

• Circuito in ingresso: circuito oscillante in ingresso, protezione • per defibrillatore e pace maker • Derivazione: Standard 12 derivazioni • Modalità acquisizione: Individuale • Costante di tempo: > 3,2 sec • Precisione: 2,5, 5, 10, 20, mm/mV • Impedenza in ingresso: > 10 M $\Omega$  • Deviazione linea di base: Automatica • Filtri: Filtro EMG: 35 Hz (-3 dB) Filtro AC/DFT: 50 Hz/60Hz (-20 dB) Filtro passo basso: 150Hz/100Hz/75Hz Filtro AC: 50 Hz/60Hz • CMRR: >90dB >100dB • Modalità di registrazione: Automatica/Manuale • Derivazione ritmo: È selezionabile qualsiasi derivazione • Standard sicurezza: IEC I/CF • Alimentazione: - AC: 100V-115V/220V-240V, 50/60Hz - Batteria ricaricabile agli ioni di litio: voltaggio selezionabile = 14.4V - Più di 3 ore di utilizzo ininterrotto con alimentazione a batteria • Stampante termica Carta referto: 25mm/s, 50mm/s ( $\pm$  3%) • Dimensioni: 288mm x 210mm x 70mm • Peso: 2.3 kg (batterie incluse) • Display: LCD 192x64 pixel (Wide screen) • Lingua display selezionabile ing/ita • Interfaccia: RS232 Ethernet Dotazione standard: • Cavo paziente ECG • 1 flacone gel • 1 rotolo di carta • 4 elettrodi periferici • 6 elettrodi precordiali • Batteria • Manuale: GB, IT • Guida rapida: GB, FR, ES, IT

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 33330

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

---

1 pz.

