



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ECG VETERINARIO VE-100 - 1 canale

Codice di riferimento: 33305

Marca: GIMA

Prezzo: 854€

CARATTERISTICHE:

VE-100 - ECG 1 canale - Gestione del segnale completamente digitale - Display LCD con forme d'onda, parametri configurabili - Stampante termica ad alta risoluzione - Batteria ricaricabile integrata per 3 ore d'uso (alimentazione AC/DC) - Filtro digitale completo, evita la deviazione della linea di base, AC, interferenza EMG. - Linea base regolabile automaticamente, ottimizza la posizione della stampa - Funzione auto/manuale selezionabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Derivazioni: standard 7 canali • Metodo acquisizione: Singolo • Risposta in frequenza: 0.05 Hz ~ 150 Hz • Sensibilità: 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV) • Impedenza in ingresso: >10 MO • Filtri: - Filtro EMG 35 Hz (-3dB) - Filtro AC/DFT 50/60Hz (-20dB) • Modalità di registrazione: Auto/manuale • Standard di sicurezza: IEC I/CF • Alimentazione: - AC: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz - Batteria integrata ricaricabile al litio 14.4 V - Più di 3 ore, in funzionamento continuo alimentato da batteria • Carta termica: 5 mm x 30 m • Velocità di stampa: 25/50 mm/s ($\pm 3\%$) • Peso: 2.3 kg (batteria inclusa) • Schermo: LCD 192 x 64 pixel • Ingresso/uscita esterne: - Ingresso: ≈ 100 k Ω ; Sensibilità: 10 mm/V $\pm 5\%$ - Uscita: ≈ 100 k Ω ; Sensibilità: 1 mm/V $\pm 5\%$ • Interfaccia di comunicazione: RS232 Dotazione standard: • Cavo ECG veterinario a 5 derivazioni ($\varnothing$ 4 mm, connettore a banana, IEC) • Elettrodi veterinari a clip (set di 5, per cavi ECG $\varnothing$ 3-4 mm) • 1 rotolo di carta • Batteria ricaricabile al litio (2200 mAh) • Manuale in: GB, IT - FR, ES, DE su richiesta

MARCA E MODELLO:

GIMA 33305

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

