



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ECOGRAFO MINDRAY DP-50

Codice di riferimento: 33973

Marca: GIMA

Prezzo: 5185€

CARATTERISTICHE:

Monitor LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk di 320 g, 4 porte USB, pacchetto software multipli, senza sonde. Modalità immagine: B, B/B, 4B, B/M, M Processione dell'immagine: - Passaggio a modalità armonica - iTouch™ ottimizzazione automatica - Tecnica THI (Tissue Harmonic Imaging, imaging armonico tissutale) fornisce una migliore risoluzione di contrasto - iBeam™ composizione spaziale dell'immagine - iClear™ soppressione macchie (Speckle suppression imaging) - iZoom™ espande automaticamente l'immagine a pieno schermo - Immagini trapezoidali - scansione Slant per sonde lineari (2D Steer) **Banda larga, immagini multi frequenza: continuamente**
Organizzazione del lavoro: - Piattaforma iStation con motore di ricerca integrato per i dati paziente - 320G di memoria su hard disk - 4 porte USB - Capacità memoria visiva (max): B mode: 10566 fotogrammi M mode: 66.3 s

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni e peso: 19 x 41.5 x h 37.8 cm (7.5" x 16.3"x h 14.9") • Peso: 7.7 kg (17 lb) • Display: LCD 15 pollici • Lingue del display: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, DK, NO, SE • Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz • Batteria ricaricabile ioni-litio - su richiesta

MARCA E MODELLO:

GIMA 33973

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz. Le sonde non sono incluse nel prodotto.

 **Acquista subito**
