



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Elettrodo in gomma per ionoforesi - 60x80 mm

Codice di riferimento: ELB60x801

Marca: IACER

Prezzo: 10.25€

Caratteristiche dell'elettrodo in gomma per ionoforesi:

L'elettrodo in gomma conduttiva per ionoforesi permette di svolgere questo trattamento di elettroterapia, che consiste nella somministrazione di un farmaco attraverso l'epidermide, utilizzando una corrente continua attraverso l'elettrodo, prodotta da un apposito apparecchio elettromedicale. L'elettrodo è realizzato in pelle di daino e in gomma conduttiva, con misure 60x80 mm e apposito bottone a clip per la chiusura.

 **Acquista subito**